





lowflex

COVID-19 Test

CoV-2 Antigen Rapid Test




CEO123 IN IN ME BUI



Flow*flex* SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest(Selbsttest)


Beim SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest handelt es sich um ein Lateral-Flow-Test (Seitlicher Durchfluss-Test) für den qualitativen Nachweis des Nukleokapsid-Antigens des SARS-CoV-2 in vorherigen Nasenabstrichproben, direkt bei Personen mit Verdacht auf COVID-19 innerhalb der ersten sieben Tage nach Auftreten der Symptome. Der Test kann auch Proben von Personen ohne Symptome untersuchen.



Probenöffnung

υŀ

Q <



Bestellangaben

Produktname	Katalognummer	Format	Probe	Packung	PZN
Flow <i>flex</i> SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Selbsttest)	L031-118M5 √	Kassette	Anterioren Nasenabstrichproben	1 Test/Kit	17522524
	L031-118A5 √	Kassette	Anterioren Nasenabstrichproben	5 Tests/Kit	17532379
	L031-118Q5 √	Kassette	Anterioren Nasenabstrichproben	25 Tests/Kit	17522027

 $\sqrt{CE-Zertifiziert}$



ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. No.210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R.China, 310030 Tel: +86-571-8118 9706 / Fax: +86-571-8777 5781 / Email: information@aconlab.com.cn www.aconbio.com